



# GAMME SOINS DES YEUX

## Solutions Ophtalmiques



La solution stérile de chlorure de sodium (0,9%) répond à la nécessité d'un lavage de surface. Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire. Un lavage immédiat peut empêcher des corps étrangers de s'imprégner dans le tissu oculaire et d'y causer des dommages plus sérieux.



### réf. ASEP STATION LAVE ŒIL 1 x 500 ml - code art. 8205200

- ▶ Solution stérile de chlorure de sodium (0,9%)
- ▶ Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 5 minutes
- ▶ Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 1 Flacon lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 Support pour fixation murale avec la notice d'utilisation

**STATION LAVE ŒIL**  
1 x 500 ml



[www.imsecurite.fr](http://www.imsecurite.fr)

### réf. ASEP STATION LAVE ŒIL 2 x 500 ml - code art. 8205201

- ▶ Solution stérile de chlorure de sodium (0,9%)
- ▶ Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 10 minutes
- ▶ Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 2 Flacons lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 Support pour fixation murale avec le miroir et la notice d'utilisation

**STATION LAVE ŒIL**  
Dimensions : 23 x 30 x 8 cm - 2 x 500 ml

[Imsecurite@yahoo.fr](mailto:Imsecurite@yahoo.fr)

# GAMME SOINS DES YEUX

## Solutions Opthalmiques



### réf. ASEP COFFRET LAVE ŒIL

2 x 500 ml - code art. 8205202

- ▶ Coffret adapté pour les endroits poussiéreux
- ▶ Avec fixation murale
- ▶ Solution stérile de chlorure de sodium (0,9%)
- ▶ Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 10 minutes
- ▶ Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 2 Flacons lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 Coffret pour fixation murale avec le miroir et la notice d'utilisation

**Coffret en POLYSTYRENE VERT**

Dimensions : 27 x 22,5 x 11 cm - 2 x 500 ml



### réf. ASEP COFFRET DUO

2 x 1 Litre - code art. 8205208

- ▶ Coffret adapté pour les endroits poussiéreux, avec miroir et fixation murale
- ▶ Solution ophtalmique stérile de chlorure de sodium (0,9%)
- ▶ Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
- ▶ Avec œillère double pour un rinçage simultané des deux yeux
- ▶ Deux spatules présentes sur l'œillère de rinçage viennent soutenir l'ouverture des paupières afin d'augmenter l'efficacité du rinçage
- ▶ Utilisable tête en avant pour éviter de se mouiller pendant l'intervention
- ▶ Notice sur le flacon - Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Durée de rinçage : 10 minutes
- ▶ Usage unique - Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 2 Flacons lave œil 1 L de solution ophtalmique
- 1 Coffret pour fixation murale avec le miroir et la notice d'utilisation

**Coffret en POLYSTYRENE VERT**

Dimensions : 35 x 25 x 12 cm - 2 x 1 Litre



### réf. KIT OCULAIRE PORTABLE

1 x 200 ml - code art. 8205250

- ▶ Idéal pour garder un lave œil à portée de main
- ▶ Solution stérile de chlorure de sodium (0,9%)
- ▶ Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 2 minutes
- ▶ Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 1 Flacon lave œil 200 ml de solution ophtalmique
- 1 Pochette de rangement avec passant ceinture

**LAVE ŒIL avec Housse**

Dimensions : 18 x 7,5 cm - 1 x 200 ml



# GAMME SOINS DES YEUX

## Risques Chimiques

La solution « pH Neutre » est un tampon phosphate stérile (4,9%) qui neutralise efficacement et rapidement les projections de solutions alcalines (bases) ou acides dans les yeux ou sur la peau et qui ramène le niveau de pH à son niveau normal de 7,4. Les brûlures provoquées par des acides forts ou des produits chimiques sont donc stoppées.

Disponible en trois contenances : 200 ml / 500 ml – pour le lavage des yeux – et 1 Litre – pour le lavage du visage et du corps.

### réf. ASEP STATION LAVE ŒIL MIXTE - code art. 8205203

- ▶ Solution de pH Neutre (flacon bleu) permettant de neutraliser les acides et les alcalins en quelques secondes
- ▶ Solution stérile de chlorure de sodium (flacon vert) permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil jusqu'à l'intervention médicale
- ▶ Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 7 minutes
- ▶ Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 1 Flacon lave œil 200 ml de solution pH Neutre
- 1 Flacon lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 Coffret pour fixation murale avec le miroir et la notice d'utilisation



#### STATION LAVE ŒIL

Dimensions : 23 x 30 x 8 cm - 1 x 200 ml et 1 x 500 ml





# GAMME SOINS DES YEUX

## Risques Chimiques



NOUVEAU

La solution stérile de chlorure de sodium (0,9%) répond à la nécessité d'un lavage de surface. Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire.  
Un lavage immédiat peut empêcher des corps étrangers de s'imprégner dans le tissu oculaire et d'y causer des dommages plus sérieux.



NOUVEAU

### réf. ASEP COFFRET LAVE ŒIL MIXTE - code art. 8205205

- ▶ Coffret adapté pour les endroits poussiéreux - Avec fixation murale
- ▶ Solution de pH Neutre (flacon bleu) permettant de neutraliser les acides et les alcalins en quelques secondes
- ▶ Solution stérile de chlorure de sodium (flacon vert) permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil jusqu'à l'intervention médicale
- ▶ Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 7 minutes - Péremption : 3 ans

#### Contenu :

- 1 Flacon lave œil 200 ml de solution pH Neutre
- 1 Flacon lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 Coffret pour fixation murale avec le miroir et la notice d'utilisation

Coffret en POLYSTYRENE VERT

Dimensions : 27 x 22,5 x 11 cm - 1 x 200 ml et 1 x 500 ml

### réf. ASEP COFFRET DUO MIXTE - code art. 8205209

- ▶ Coffret adapté pour les endroits poussiéreux, avec miroir et fixation murale
- ▶ Solution de pH Neutre (flacon bleu) permettant de neutraliser les acides et les alcalins en quelques secondes
- ▶ Solution stérile de chlorure de sodium (flacon vert) permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil jusqu'à l'intervention médicale
- ▶ Convient pour un lavage en cas de projections d'acides ou de bases
- ▶ Avec œillère double pour un rinçage simultané des deux yeux
- ▶ Deux spatules présentes sur l'œillère de rinçage viennent soutenir l'ouverture des paupières afin d'augmenter l'efficacité du rinçage
- ▶ Utilisable tête en avant pour éviter de se mouiller pendant l'intervention
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Durée de rinçage : 7 minutes - Notice sur le flacon
- ▶ Usage unique - Péremption : 3 ans

#### Contenu :

- 1 Flacon lave œil 500 ml de solution pH Neutre
- 1 Flacon lave œil 1 Litre de solution ophtalmique
- 1 Coffret pour fixation murale avec le miroir et la notice d'utilisation

Coffret en POLYSTYRENE VERT

Dimensions : 35 x 25 x 12 cm - 1 x 500 ml et 1 x 1 Litre



# GAMME SOINS DES YEUX

## Risques Chimiques



### réf. ASEP STATION DOUCHE

1 litre de PH neutre - code art. 8205204

- ▶ Convient pour un lavage du visage et du corps pour neutraliser rapidement des acides et des bases
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 2 minutes
- ▶ Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 1 Douche mobile d'urgence avec 1 Litre de solution pH Neutre stérile

**STATION LAVE ŒIL**  
1 x 1 Litre

### KIT OCULAIRE PORTABLE PH NEUTRE - code art. 8205257

- ▶ Idéal pour garder un lave œil à portée de main
- ▶ Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 2 minutes
- ▶ Péréemption : 3 ans

#### Contenu :

- 1 Flacon lave œil 200 ml de solution pH Neutre
- 1 Pochette de rangement avec passant ceinture

**LAVE ŒIL avec Housse**  
Dimensions : 18 x 7,5 cm - 1 x 200 ml



# GAMME SOINS DES YEUX

## Risques Chimiques



NOUVEAU



### réf. LAVE ŒIL 50 ML DIPHOTERINE

- code art. 8205020

- ▶ Lave œil individuel stérilisé
- ▶ Neutralise puis évacue une projection d'acide, de base ou de solvant
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Contenance 50 ml
- ▶ Péréemption : 2 ans

#### Contenu :

- 1 Flacon d'une contenance de 50 ml
- 1 Pochette de rangement avec passant ceinture

### réf. STATION DIPHOTERINE

- code art. 8205206

- ▶ La Diphotérine neutralise et décontamine intégralement et rapidement la pénétration des produits chimiques (acides bases et solvants) en cas de projection sur le visage, les mains ou le corps, et permet un retour vers un pH physiologique en quelques secondes.
- ▶ Les brûlures provoquées par des acides forts ou des produits chimiques sont donc stoppées.
- ▶ La solution ophtalmique (flacon 200 ml) répond à la nécessité d'un lavage de surface et permet de réhydrater l'œil après l'utilisation de la Diphotérine.
- ▶ Station équipée d'un couvercle hermétique aux projections de liquides et de poussières
- ▶ Prévue pour une fixation murale - Péréemption : 2 ans

#### Contenu :

- 2 Flacons lave œil 500 ml de Diphotérine
- 1 Flacon lave œil 200 ml de solution ophtalmique
- 1 Spray 200 ml de Diphotérine

LAVE ŒIL avec Housse  
1 x 50 ml

Coffret en POLYSTYRÈNE  
Dimensions : 35 x 45 x 12 cm - 2,9 Kg

### réf. SPRAY DIPHOTERINE

- ▶ Spray de Diphotérine
- ▶ Convient pour un lavage du visage et du corps en cas de projection de produits chimiques
- ▶ Neutralise instantanément les acides, les bases et les solvants
- ▶ Solution stérile
- ▶ Péréemption 2 ans

#### réf. SPRAY DIPHOTERINE 100 ML

- code art. 8205210

#### réf. SPRAY DIPHOTERINE 200 ML

- code art. 8205211



# GAMME SOINS DES YEUX

## Coffrets Premiers Secours



### réf. ASEP SOINS OCULAIRES - code art. 8205260

- ▶ Coffret de premiers soins d'urgence pour intervenir efficacement en cas de blessures aux yeux
- ▶ Livré avec support mural

#### Contenu :

- 2 Flacons lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 Kit oculaire contenant :
  - 4 Unidoses pour lavages oculaires
  - 4 Compresses stériles 5 x 5 cm
  - 1 Sachet de 10 pansements adhésifs assortis

#### Coffret en ABS VERT

Dimensions : 26 x 20 x 9 cm - 2 kg



[www.imsecurite.fr](http://www.imsecurite.fr)

### réf. ASEP A.D.R - code art. 7220305

- ▶ Coffret de premiers soins d'urgence qui assure le respect des normes pour le transport de matières dangereuses
- ▶ Equipé d'un lave œil 200 ml avec une solution ophtalmique
- ▶ Livré avec support mural

#### Contenu :

- 1 Lave œil 200 ml de solution ophtalmique
- 1 Couverture de survie
- 1 Coussin hémostatique
- 1 Sachet de coton 25 g
- 2 Sachets de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 Bandes de gaze 3 m x 7 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 2 Flacons plastique 125 cc
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Pince à échardes
- 1 Doigtier cuir
- 4 Clips de fixation pour bandes
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Guide de premiers secours en 6 langues

#### Coffret en POLYPRO BLANC

Dimensions : 26 x 20 x 9 cm - 1 kg

[Imsecurite@yahoo.fr](mailto:Imsecurite@yahoo.fr)



# GAMME SOINS DES YEUX

## Recharges et Individuels

Gamme complète de flacons lave-œil pour le soin des yeux adaptée pour intervenir efficacement en cas de projections de corps étrangers ou de produits chimiques.

### LAVE ŒIL 200 ML - code art. 8205251

- ▶ Solution de chlorure de sodium (0,9%)
- ▶ Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
- ▶ Oeillère ergonomique qui facilite l'ouverture de l'œil pour une efficacité optimale
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif - Usage unique
- ▶ Durée de rinçage : 2 minutes - Péréemption : 3 ans



#### Contenu :

- 1 Solution de chlorure de sodium (0,9%)
- 1 Notice sur le flacon

#### SOLUTION ophtalmique stérile 1 x 200 ml

### LAVE ŒIL PH NEUTRE 200 ML - code art. 8205255

- ▶ Tampon phosphate stérile (4,9%)
- ▶ Convient pour une neutralisation rapide des produits chimiques (acides et bases)
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- ▶ Usage unique
- ▶ Notice sur le flacon
- ▶ Durée de rinçage : 2 minutes - Péréemption : 3 ans



#### Contenu :

- 1 Tampon phosphate stérile (4,9%)
- 1 Notice sur le flacon

#### SOLUTION PH neutre 1 x 200 ml

### LAVE ŒIL 500 ML - code art. 8205261

- ▶ Solution de chlorure de sodium (0,9%)
- ▶ Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
- ▶ Recharge pour les coffrets **ASEP SOINS OCULAIRE**
- ▶ Oeillère ergonomique qui facilite l'ouverture de l'œil pour une efficacité optimale
- ▶ Scellé assurant l'intégrité du dispositif - Usage unique
- ▶ Durée de rinçage : 5 minutes - Péréemption : 3 ans



#### Contenu :

- 1 Solution de chlorure de sodium (0,9%)
- 1 Notice sur le flacon

#### SOLUTION ophtalmique stérile 1 x 500 ml

### ASEP DUOFLAC - code art. 8203400

- ▶ Livré avec un support mural
- ▶ Embout ergonomique pour faciliter l'ouverture de l'œil au moment de l'intervention
- ▶ Capacité 800 ml
- ▶ Flacon livré vide à remplir de solution ophtalmique ou d'autres produits pharmaceutiques



#### Contenu :

- 1 Flacon vide avec support mural  
**LIVRÉ VIDE**

#### FLACON POUR SOLUTION Capacité 800 ml