



Easyfresh

Appareil de désinfection de chaussures et de casques.

Des chaussures, bottes ou casques d'une fraîcheur hygiénique.

- Réduction des bactéries et des agents pathogènes par la pulvérisation d'un désinfectant liquide avec Easyfresh **1** (référence 7368-02)
- Le débit et la longueur de pulvérisation peuvent être réglés sur le panneau de commande
- Fonctionnement à l'air comprimé (6 bars) provenant du compresseur
- Espace pour 2 bidons distincts de 5 l chacun (1 désinfectant pour chaussures et, en option, 1 désinfectant pour casques)

Options :

- Désinfection de casques (référence 7368-0912-V01)
- Compresseur (référence 33-100-331)



Vous trouverez notre gamme complète d'accessoires sur Internet :
www.wintersteiger.com
DRYTECH/Produits/Accessories

Accessoires pour la désinfection et la désodorisation

WINTERSTEIGER propose aussi une large gamme de produits aseptisants et désodorisants pour les bottes, les chaussures, les casques ou les vêtements :

N° d'article	Dénomination
Accessoires	
55-100-768	Aseptisant et désodorisant Steribio, bidon de 5 l, senteur : fraîcheur 2
55-100-773	Aseptisant et désodorisant Steribio, bidon de 5 l, senteur : pin / menthe 2
55-100-787	Aseptisant et désodorisant Freshpro pour casques, bidon de 5 l 3
55-100-769	Flacon pour pulvérisation 500 ml (sans contenu) 4
55-100-811	Spray avec rallonge 90° 1 000 ml (sans contenu) 5
55-100-772	Granulés désodorisants vanille, paquet de 24 unités (1 paquet dure env. 4 semaines) 6
55-100-774	Granulés désodorisants vanille, paquet de 10 unités (1 paquet dure env. 4 semaines) 6
55-100-761	Granulés désodorisants caraïbes, paquet de 24 unités (1 paquet dure env. 4 semaines) 6
55-100-762	Granulés désodorisants caraïbes, paquet de 10 unités (1 paquet dure env. 4 semaines) 6
55-100-806	Désodorisant citrus 5 couches, 100 x 50 x 5 cm, dure env. 4 à 6 semaines 7

